

Fc、Elisa用 抗Cd39/Entpd1 モノクローナル抗体 - P49961

商品番号: CM0009321

前書き

ATP/ADPを加水分解するエクトヌクレオチダーゼであるヒトCD39/ENTPD1を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）およびELISAに適しており、血栓症や免疫に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD39/ENTPD1 ウサギ mAb
備考 / 別名	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; CD39/ENTPD1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	953
遺伝子ID	953
免疫原	ヒトCD39/ENTPD1（NP_001767.3）の255-442番目のアミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49961
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ