

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cd3Gウサギモノクローナル抗体 - P09693

商品番号: CM0010022



前書き

ヒトCD3G（CD3 γ 鎖）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。T細胞受容体シグナル伝達、適応免疫、T細胞活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD3GウサギmAb
備考／別名	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	917
遺伝子ID	917
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD3G（NP_000064.1）のアミノ酸23～116に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09693
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ