

## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cd3H (Cd247) ウサギモノクローナル抗体 - P20963

商品番号: CM0002047



### 前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAで検証済みのCD3Hウサギモノクローナル抗体。標的はT細胞表面糖タンパク質CD3ゼータ鎖（CD247）。T細胞シグナル伝達および適応免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | CD3H ウサギ mAb                                          |
| 備考/別名       | T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 919                                                   |
| GeneID      | 919                                                   |
| 免疫原         | ヒトCD3H (NP_932170.1) のアミノ酸50-164に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                             |
| 適用          | WB、IHC-P、ELISA                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | P20963                                                |
| タンパク質分子量    | 19kDa                                                 |
| 発送          | 保冷バッグ                                                 |