


Anti-Cd6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb & Elisa - P30203

商品番号: CM0028918



前書き

ヒトCD6 (TP120)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。T細胞生物学、免疫学、および感染症の研究に最適です。ヒトCD6と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD6 Rabbit pAb
備考/エイリアス	TP120; CD6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	923
遺伝子ID	923
免疫原	ヒトCD6 (NP_006716.3) のアミノ酸424-668に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30203
タンパク質分子量	72kDa
配送	アイスバッグ