

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd62P/P-セレクトインモノクローナル抗体 - P16109

商品番号: CM0005786



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IHC-P、ELISAに使用可能な高品質な抗CD62P/P-セレクトインウサギモノクローナル抗体。91kDaタンパク質に特異的で、炎症および細胞接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD62P/P-セレクトイン ウサギ mAb
備考/別名	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-セレクトイン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6403
GeneID	6403
免疫原	ヒト CD62P/P-セレクトイン (P16109) のアミノ酸 731-830 内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16109
タンパク質分子量	91kDa
配送	アイスバッグ