


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cd66B/Ceacam8 ポリクローナル抗体 - P31997

商品番号: CM0026483



前書き

ヒトCD66b/CEACAM8 (38 kDa)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロット、IF/ICC、ELISAに適用。好中球細胞接着お
よび慢性骨髄性白血病の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD66b/CEACAM8 ウサギ pAb
備考/別名	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1088
免疫原	ヒトCD66b/CEACAM8 (NP_001807.2) のアミノ酸35-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31997
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ