

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cd68ウサギポリクローナル抗体 - P34810

商品番号: CM0013967

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのヒトCD68（マクロシアリン、Gp110）に対するウサギポリクローナル抗体。マウスと交差反応します。マクロファージおよび食作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD68ウサギpAb
備考／別名	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
種	ヒト
遺伝子ID	968
免疫原	ヒトCD68（NP_001242.2）のアミノ酸22～319内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P34810
タンパク質分子量	37kDa
配送	保冷バッグ