


Anti-Cd71/Transferrin Receptor Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02786

商品番号: CM0006695



前書き

ヒトCD71/トランスフェリン受容体（TfR1）を標的とするKO検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/IFC、ELISAに適しています。鉄代謝、腫瘍学、およびウイルス侵入研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] CD71/Transferrin Receptor Rabbit mAb
備考/別名	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7037
GeneID	7037
免疫原	ヒトCD71/トランスフェリン受容体（NP_003225.2）のアミノ酸100-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02786
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ