

Anti-Cd72 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P21854

商品番号: CM0025586

前書き

WBおよびELISA用に検証された高品質なウサギ抗CD72ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCD72を検出します。CD72は、BCRシグナル伝達と免疫恒常性を調節するB細胞共受容体です。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD72 Rabbit pAb
備考/エイリアス	LYB2, CD72b, CD72
種	ヒト
GeneID (ヒト)	971
GeneID	971
免疫原	組換えタンパク質、ヒトCD72 (NP_001773.1) のアミノ酸120-359に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21854
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋