

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cd73/Nt5E ポリクローナル抗体 - P21589

商品番号: CM0020884



前書き

ウエスタンブロット、パラフィン包埋IHC、ELISAで
検証済みのウサギ由来抗CD73/NT5E
ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのC
D73（エクト5'-
ヌクレオチダーゼ）を認識します。ヌクレオチド加水
分解に関するこのGPI結合型細胞膜酵素の免疫検出
に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD73/NT5E ウサギpAb
別名	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; CD73/NT5E
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4907
遺伝子ID	4907
免疫原	ヒトCD73/NT5E (NP_002517.1) のアミノ酸32〜264番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21589
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	保冷剤