

## Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Cd79Aモノクローナル抗体 - P11912

商品番号: CM0006520



## 前書き

CD79a (Ig-alpha) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC、IF、ELISAが検証済みです。B細胞抗原受容体シグナル伝達およびB細胞分化の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | CD79a Rabbit PolymAb®                                 |
| 備考/別名      | IGA, MB1, MB-1, IGA1alpha                             |
| 種          | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 973                                                   |
| 遺伝子ID      | 973                                                   |
| 免疫原        | ヒトCD79aのアミノ酸26-226に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001774.1)。 |
| 供給源        | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                             |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS      | P11912                                                |
| タンパク質分子量   | 25kDa                                                 |
| 配送         | 氷袋                                                    |