

Anti-Cd79B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

商品番号: CM0018904



前書き

ヒトCD79B (B29, Igbeta, AGM6)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-
P、ELISAで検証済み；マウス、ラットと交差反応し
ます。B細胞受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD79B Rabbit pAb
備考/別名	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	974
GeneID	974
免疫原	ヒトCD79B (NP_000617.1) のアミノ酸130-229内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40259
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋