

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Cd82ウサギモノクローナル抗体 - P27701

商品番号: CM0007884



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みのCD82ウサギモノクローナル抗体。細胞接着、遊走、シグナル伝達に関与するヒトおよびマウスCD82転移抑制因子を検出します。がん研究および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	CD82ウサギmAb
備考／別名	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
種	ヒト
Gene ID	3732
免疫原	ヒトCD82（P27701）のアミノ酸168～267内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P27701
タンパク質分子量	30kDa
配送	保冷バッグ