

## Anti-Cd83 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q01151

商品番号: CM0007831



### 前書き

ヒトCD83に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。免疫応答および樹状細胞の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | CD83 Rabbit mAb                                       |
| 備考/別名      | BL11; HB15; CD83                                      |
| 種          | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 9308                                                  |
| 遺伝子ID      | 9308                                                  |
| 免疫原        | 合成ペプチド   ヒトCD83 (Q01151) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| ソース        | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                             |
| アプリケーション   | WB, IF-P, ELISA                                       |
| 交差反応性      | ヒト, マウス, ラット                                          |
| SWISS      | Q01151                                                |
| タンパク質分子量   | 23kDa                                                 |
| 配送         | アイスパック                                                |