


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cd85J ウサギ ポリクローナル抗体 - Q8Nh16

商品番号: CM0024525



前書き

CD85j (LILRB1)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトサンプルと反応します。免疫調節および抑制性受容体研究の必須ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD85j ウサギ pAb
備考/別名	ILT2; LIL1; MIR7; PIRB; CD85J; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; CD85j
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10859
遺伝子ID	10859
免疫原	ヒトCD85j (NP_006660.4) のアミノ酸24-458に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NHL6
タンパク質分子量	71 kDa
発送	保冷バッグ