

Wb、Elisa用抗Cd90.1ウサギポリクローナル抗体 - P01831

商品番号: CM0020585

前書き

WBおよびELISA用途向けのマウスCD90.1（Thy1.1）に対するウサギポリクローナル抗体。細胞接着およびシナプス形成に関与するGPIアンカー型Thy-1膜糖タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD90.1ウサギpAb
備考／別名	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; CD90.1
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	7070
遺伝子ID（マウス）	21838
免疫原	マウスCD90.1（NP_033408.1）のアミノ酸20～120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P01831
タンパク質分子量	18kDa
配送	保冷バッグ