

WbおよびElisa用Anti-Cdc123ウサギポリクローナル抗体 - O75794

商品番号: CM0014549



前書き

WBおよびELISAで検証済みの、ヒトCDC123 (D123, C10orf7)に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。翻訳開始研究およびeIF2複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC123 Rabbit pAb
備考/別名	D123; C10orf7; CDC123
種	ヒト
GeneID	8872
免疫原	ヒトCDC123 (NP_006014.2) のアミノ酸1-336に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75794
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスパック