

Wb、Elisa用抗Cdh11ポリクローナル抗体 - P55287

商品番号: CM0029980

前書き

このウサギ抗CDH11ポリクローナル抗体で、細胞接着と遊走の研究を進めましょう。WBおよびELISAでの実用性が検証済みで、ヒトCDH11（OB-カドヘリン）を認識し、マウス・ラットとも交差反応します。カドヘリンおよび接着斑の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDH11 ウサギ pAb
備考／別名	OB, ESWS, CAD11, CDHOB, OSF-4, TBHS2, CDH11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1009
遺伝子ID	1009
免疫原	ヒトCDH11 (NP_001788.2) のアミノ酸120～400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55287
タンパク質分子量	88kDa
輸送方法	保冷剤