

Wb、Elisa用 抗Cdh4ウサギポリクローナル抗体 - P55283

商品番号: CM0016235

前書き

CDH4（カドヘリン4、R-カドヘリン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換え免疫原、100 kDa。細胞接着および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗CDH4ウサギポリクローナル抗体
備考／別名	CAD4; RCAD; R-CAD; CDH4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1002
GeneID	1002
免疫原	ヒトCDH4（NP_001785.2）の757〜916番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55283
タンパク質重量	100 kDa
輸送	保冷バッグ