


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cdkl3 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ivw4

商品番号: CM0019603



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのCDKL3 (NKIAMRE)に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。キナーゼシグナル伝達研究に最適。UniProt Q8IVW4。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKL3 ウサギ pAb
備考/別名	NKIAMRE; CDKL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51265
遺伝子ID	51265
免疫原	ヒトCDKL3 (NP_001107047)のアミノ酸1-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IVW4
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷バッグ