

抗Cdkn1A/P21Cip1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa対応） - P38936

商品番号: CM0024830



前書き

ヒトCDKN1A/p21CIP1（p21）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IP、ELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応します。約18 kDaの位置にバンドを検出します。がんおよび細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN1A/p21CIP1 ウサギpAb
備考／別名	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1026
遺伝子ID	1026
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCDKN1A/p21CIP1（NP_000380.1）のアミノ酸1〜164番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P38936
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	保冷剤