

Wb、Elisa用抗Cdkn1C/P57 Kip2ポリクローナル抗体 - P49918

商品番号: CM0023382

前書き

CDKN1C/p57

Kip2（サイクリン依存性キナーゼ阻害剤1C）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、細胞周期および腫瘍抑制因子研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN1C/p57 Kip2 ウサギ pAb
備考/別名	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1028
遺伝子ID	1028
免疫原	ヒトCDKN1C/p57 Kip2 (NP_000067.1) のアミノ酸1〜107番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49918
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	氷袋