

Anti-Cebpa ウサポリクロナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - P53566

商品番号: CM0025824

前書き

CamelBioのCEBPAウサギポリクロナル抗体は、W B、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みです。骨髄系分化、脂肪細胞分化、および肝機能に不可欠な転写因子である、CCAAT/エンハンサー結合タンパク質アルファ（CCAAT/enhancer-binding protein alpha）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CEBPA Rabbit pAb
備考/別名	Cebp; CBF-A; C/ebpalpha
種	マウス
GeneID (ヒト)	1050
GeneID	12606
免疫原	マウスCEBPA (NP_031704.2) のアミノ酸1-117に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクロナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53566
タンパク質分子量	37 kDa/36 kDa/26 kDa/41 kDa
配送	アイスパック