

Cecr5 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Bxw7

商品番号: CM0003374

前書き

WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みのウサギモノクローナルCECR5抗体です。広く発現するハロ酸脱ハロゲン化酵素様加水分解酵素ドメイン含有タンパク質であるヒトCECR5と反応します。猫目症候群および加水分解酵素研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CECR5 ウサギmAb
備考/別名	CECR5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	27440
遺伝子ID	27440
免疫原	ヒトCECR5（Q9BXW7）のアミノ酸324-423に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BXW7
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ