


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗セルロプラスミンモノクローナル抗体 - P00450

商品番号: CM0003185



前書き

ヒトセルロプラスミン（CP）に対するウサギ組換えモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。鉄代謝および銅生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	セルロプラスミン ウサギ mAb
備考/別名	CP-2; AB073614; セルロプラスミン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1356
GeneID	1356
免疫原	ヒトセルロプラスミン（NP_000087.1）のアミノ酸366-572に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00450
タンパク質分子量	122kDa
輸送	保冷バッグ