

抗Cetn1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q12798

商品番号: CM0030812

前書き

ヒト、マウス、ラットのセントリン1（CETN1）を認識する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAでの使用が検証済みで、中心体および微小管形成中心の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CETN1 ウサギ pAb
備考 / 別名	CEN1; CETN; CETN1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1068
遺伝子ID	1068
免疫原	ヒトCETN1 (NP_004057.1) のアミノ酸1-172番の配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12798
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	氷袋