

Wb、Elisa用抗Cfhr5ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bxr6

商品番号: CM0017322

前書き

ヒトCFHR5（FHR5）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。補体制御および溶血性尿毒症症候群の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CFHR5ウサギpAb
備考／別名	FHR5; CFHL5; FHR-5; CFHR5D; CFHR5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	81494
免疫原	ヒトCFHR5（NP_110414.1）のアミノ酸450～569に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXR6
タンパク質分子量	64kDa
輸送	保冷バッグ