

Wb、If/Icc、Elisa用抗Champ1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Jm3

商品番号: CM0013711



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルCHAMP1抗体。ヒトおよびマウスと交差反応します。有糸分裂時の染色体整列および動原体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHAMP1 ウサギpAb
備考／別名	CAMP; CHAMP; MRD40; ZNF828; C13orf8; NEDHILD; CHAMP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	283489
遺伝子ID	283489
免疫原	ヒトCHAMP1 (NP_115812.1) のアミノ酸563～812に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96JM3
タンパク質分子量	89kDa
輸送	保冷剤