

Wb、Elisa用抗Chd2ポリクローナル抗体 - O14647

商品番号: CM0014021

前書き

ヒトCHD2に対するWBおよびELISAでの検証済みCHD2ウサギポリクローナル抗体。ヒト細胞株におけるクロマチンリモデリング、筋形成、転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHD2 Rabbit pAb
備考／別名	EEOC、DEE94、CHD2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1106
免疫原	ヒトCHD2（NP_001262.3）のアミノ酸1729～1828内の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14647
タンパク質分子量	211kDa
配送	保冷バッグ