

Wb、Elisa用 Anti-Chm ウサギモノクローナル抗体 - P24386

商品番号: CM0009168

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用Anti-CHMウサギモノクローナル抗体。ヒトRab escort protein 1 (REP-1)を検出し、Rabタンパク質のプレニル化に必須です。細胞質タンパク質の解析に適しています。 - P24386

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHM Rabbit mAb
備考/別名	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1121
遺伝子ID	1121
免疫原	ヒトCHM (P24386) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P24386
タンパク質分子量	73kDa
配送	氷袋