


Wb、Elisa用 Anti-Chmp2A ポリクローナル抗体 - O43633

商品番号: CM0015028



前書き

ヒトCHMP2A（コアESCRT-III構成因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しています。エンドソームソーティング、細胞質分裂、およびウイルス出芽の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHMP2A Rabbit pAb
備考/別名	BC2; BC-2; VPS2; CHMP2; VPS2A; CHMP2A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27243
免疫原	ヒトCHMP2A (NP_055268.1) のアミノ酸1-222に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43633
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスパック