

Wb、Elisa用 抗Chrfam7A ウサギポリクローナル抗体 - Q494W8

商品番号: CM0014776

前書き

ヒトCHRFAM7A融合タンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。海馬膜タンパク質発現の神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRFAM7A ウサギ pAb
備考/別名	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DRI; CHRFAM7A
種	ヒト
遺伝子ID	89832
免疫原	ヒトCHRFAM7A (NP_647536.1) のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q494W8
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ