

Wb、If/Icc、Elisa用抗Chrm1ポリクローナル抗体 - P11229

商品番号: CM0022849



前書き

ムスカリン性アセチルコリン受容体M1（P11229）を標的とするCHRM1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、GPCRおよび神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	CHRM1 Rabbit pAb
備考／別名	M1, HM1, M1R, CHRM1
由来生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1128
遺伝子ID	1128
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	P11229
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	氷袋梱包