


WbおよびElisa用 Anti-Ckmt2 (Smtck) ポリクローナル抗体 - P17540

商品番号: CM0025542



前書き

ヒトCKMT2 (SMTCK)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出。心筋および骨格筋におけるエネルギー代謝およびミトコンドリア研究に使用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CKMT2 ウサギ pAb
備考/別名	SMTCK; CKMT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1160
GeneID	1160
免疫原	ヒトCKMT2 (NP_001816.2) のアミノ酸40-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17540
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ