


抗Clec3B/テトラネクチン ポリクローナル抗体 If/Icc、Elisa用 - P05452

商品番号: CM0025057



前書き

ウサギ由来ヒトCLEC3B/テトラネクチンに対するポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAに適しています。プラスミノーゲン結合、網膜機能、エキソサイトーシスに参与する分泌型C型レクチンを標的としており、血漿タンパク質相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLEC3B/テトラネクチン ウサギpAb
備考/別名	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Tetranectin
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7123
GeneID	7123
免疫原	ヒトCLEC3B/テトラネクチン(NP_003269.2)のアミノ酸22-202番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P05452
タンパク質分子量	21kDa
輸送方法	氷袋