


Wb、If/Icc、Elisa用抗Clic1ポリクローナル抗体 - O00299

商品番号: CM0016992



前書き

ヒトCLIC1（細胞内塩化物チャネルタンパク質1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに使用可能。マウスおよびラットと交差反応します。イオンチャネルおよびレドックス生物学の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CLIC1 ウサギpAb
備考／別名	G6; CLIC1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1192
遺伝子ID	1192
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00299
タンパク質分子量	27 kDa
輸送	保冷バッグ