

## Wb、Elisa用 Anti-Clstn3 ポリクローナル抗体 - Q9Bqt9

商品番号: CM0013051

### 前書き

ヒトカルシンテニン-3 (CLSTN3)  
を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。マウスCLSTN3を検出し、予測分子量は106 kDaです。シナプス生物学および熱産生研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメーター      | 仕様                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | CLSTN3 ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名       | CSTN3; CDHR14; alcbeta; CLSTN3                          |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 9746                                                    |
| 免疫原         | ヒトCLSTN3 (NP_055533.2) のアミノ酸730-850に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                               |
| 交差反応性       | マウス                                                     |
| SWISS       | Q9BQT9                                                  |
| タンパク質分子量    | 106kDa                                                  |
| 配送          | 保冷バッグ                                                   |