


Wb、Ihc-P、Elisa用アンチ・クラスターイン・ラビット・モノクローナル抗体 - P10909

商品番号: CM0002171



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証された組換えウサギモノクローナル抗Clusterin抗体。アポトーシス、補体抑制、タンパク質凝集に關与する細胞外シャペロンであるヒトClusterinを検出します。診断および研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Clusterin Rabbit mAb
備考/別名	CLI, AAG4, APOJ, CLU1, CLU2, KUB1, SGP2, APO-J, SGP-2, SP-40, TRPM2, TRPM-2, NA1/NA2, Clusterin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1191
遺伝子ID	1191
免疫原	ヒトClusterinアルファ鎖 (NP_001822.3) のアミノ酸314-449に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10909
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋