

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cnot1ウサギポリクローナル抗体 - A5Ykk6

商品番号: CM0030018



前書き

ヒトCNOT1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのCNOT1を認識します。mRNAの脱アデニル化および転写制御機構の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNOT1 Rabbit pAb
備考/別名	NOT1; CDC39; HPE12; NOT1H; VIBOS; AD-005; CNOT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23019
遺伝子ID	23019
免疫原	ヒトCNOT1 (NP_057368.3) のアミノ酸2137-2376に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	A5YKK6
タンパク質分子量	267kDa
配送	氷袋