

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Col11A1ポリクローナル抗体 - P12107

商品番号: CM0013792

前書き

ヒトCOL11A1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。軟骨細胞外マトリックスおよびコラーゲン線維形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL11A1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	STL2, COL16, COL1A1, DFNA37, COL1A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1301
GeneID	1301
免疫原	ヒトCOL11A1 (NP_542196.2) のアミノ酸260-430に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12107
タンパク質分子量	181kDa
配送	アイスバッグ