

Wb・Elisa用抗Col9A1ポリクローナル抗体 - P20849

商品番号: CM0029357



前書き

ヒトCOL9A1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しており、ラットと交差反応性を示します。軟骨および硝子体細胞外マトリックス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL9A1 ウサギpAb
略称/別名	MED; EDM6; STL4; DJ149L1.1.2; COL9A1
対象種	ヒト
遺伝子ID	1297
免疫原	ヒトCOL9A1（NP_001842.3）のアミノ酸20〜270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P20849
タンパク質分子量	92kDa
発送方法	保冷剤