


Wb、If/Icc、Elisa用抗Compポリクローナル抗体 - P49747

商品番号: CM0017455



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用のヒトCOMP（トロンボスポンジン5）に対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。軟骨、ECM、アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COMPウサギpAb
備考／別名	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
種	ヒト
GeneID	1311
免疫原	ヒトCOMP（NP_000086.2）のアミノ酸20～160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49747
タンパク質分子量	83kDa
輸送	アイスバッグ