

抗補体因子B（Cfb）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P00751

商品番号: CM0020126



前書き

ヒト補体因子B（CFB）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。代替補体経路の活性化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	補体因子B (CFB) ウサギpAb
備考/別名	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Complement factor B (CFB)
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	629
遺伝子ID	629
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00751
タンパク質分子量	86kDa
発送	保冷剤