


Wb、Elisa用抗Comtウサギポリクローナル抗体 - P21964

商品番号: CM0027828



前書き

ヒトCOMT（カテコールO-メチルトランスフェラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと反応します。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。カテコールアミン代謝や神経伝達物質分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COMT ウサギpAb
備考/別名	HEL-S-98n; COMT
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1312
GeneID	1312
免疫原	ヒトCOMT（NP_009294.1）のアミノ酸42～221番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21964
タンパク質分子量	30kDa
配送方法	氷袋