

Anti-Cops3ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Uns2

商品番号: CM0030559



前書き

ヒトCOPS3（ユビキン依存性分解を調節するCOP9シグナロソームサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。シグナロソームおよびカリン-RINGリガーゼの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPS3 Rabbit pAb
備考/別名	CSN3; SGN3; COPS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8533
GeneID	8533
免疫原	ヒトCOPS3 (NP_003644.2) のアミノ酸194-423に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNS2
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ