

Wb、If/Icc、Elisa用抗Cops8ポリクローナル抗体 - Q99627

商品番号: CM0015522



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのCOPS8ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCOPS8を検出します。ユビキチン経路研究向けにCOP9シグナロソームサブユニット8を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPS8ウサギpAb
備考／別名	COP9 ; CSN8 ; SGN8 ; COPS8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10920
GeneID	10920
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCOPS8 (NP_006701.1) のアミノ酸1~209に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99627
タンパク質分子量	23 kDa
配送	保冷バッグ