

WbおよびElisa用Anti-Cor28ポリクローナル抗体 - Q8L983

商品番号: CM0021097

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のシロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana) COR28に対するウサギポリクローナル抗体。植物研究における概日時計および低温ストレス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COR28ウサギpAb
備考／別名	F17I5.170; F17I5_170; COR28
種	Arabidopsis thaliana
GeneID	829544
免疫原	組換えタンパク質 Arabidopsis thaliana COR28 (NP_567946.1) のアミノ酸50～170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8L983
タンパク質重量	25kDa
配送	保冷バッグ