

Wb、If、Elisa用 抗Cpa1 ウサギポリクローナル抗体 - P15085

商品番号: CM0026052



前書き

CPA1 ウサギ pAb は、WB、IF-P、ELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのCPA1 (47kDa) と反応し、ヒトCPA1のアミノ酸1-100内の合成ペプチドを標的とします。カルボキシペプチダーゼA1研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CPA1 ウサギ pAb
備考/別名	CPA; CPA1
種	ヒト
GeneID	1357
免疫原	合成ペプチド ヒトCPA1 (NP_001859.1) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15085
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ