

Wb、Elisa用抗Cpa3ポリクローナル抗体 - P15088

商品番号: CM0020202

前書き

ウサギで作製された、ヒトCPA3（肥満細胞カルボキシペプチダーゼA3）に対するポリクローナル抗体です。ウェスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。肥満細胞生物学や炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPA3 ウサギ pAb
備考/別名	MC-CPA; CPA3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1359
GeneID	1359
免疫原	ヒトCPA3 (NP_001861.2) のアミノ酸110-417番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P15088
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	保冷剤