


Anti-Cps1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P31327

商品番号: CM0010246



前書き

ヒトCPS1を標的とするウサギモノクローナル抗体。
WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ミトコンドリアの尿素サイクル酵素を標的とし、過剰なアンモニアを除去します。
肝臓および小腸の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPS1 Rabbit mAb
備考/別名	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1373
遺伝子ID	1373
免疫原	合成ペプチド ヒトCPS1 (NP_001866.2) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31327
タンパク質分子量	165kDa
配送	アイスバッグ